

Cânulas para Preenchimento

Vertebral Allevó - S4003

Informações técnicas:

Indicadas para preenchimento vertebral com cimento ósseo no procedimento de cifoplastia, para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

Por meio da cânula para acesso vertebral e seus acessórios (vendido separadamente) são introduzidos na vértebra fraturada, o cateter balão Allevó (vendido separadamente). Ao encher os balões com um produto de contraste, a vértebra fraturada é endireitada sendo criada a cavidade. Embalagem contendo seis cânulas para acesso vertebral, fabricadas em aço inoxidável, equipadas com mandril. Cada cânula possui dimensões de 10G x 18,5 cm e apresenta uma abertura frontal.

