



Cateter Balão Allevo

S3001, S3002, S3003

Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

Disponível no tamanho 2,7 mm de diâmetro externo x 332 mm de comprimento, possui balão de alta resistência em sua extremidade distal com balão de semi complacência, fabricado em Pellethane (marca registrada), revestido em silicone, com diâmetro externo de 16 mm e comprimentos variados: 10 mm, 16 mm e 22 mm. O diâmetro pode ser ajustado de acordo com os volumes de 3 ml, 4 ml e 6 ml. Possui dois marcadores em platina nas extremidades distal e proximal do balão e conector com válvula no cateter. Embalagem composta por 2 cateteres e 1 seringa de vácuo de 20 ml.

