

Cateter Balão Duplo

Stop'n Go Allevo S9420

Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

Disponível no tamanho 2.7 mm de diâmetro externo x 332 mm de comprimento, possui duplo balão de alta resistência em sua extremidade distal com dois balões de semi complacência, onde o diâmetro é regulado pelo volume, 03 ml cada, fabricado em pelletane (marca registrada), revestido em silicone, com 16 mm de diâmetro externo por 10 mm de comprimento, dois marcadores em platina nas extremidades distal e proximal do balão, conector com válvula no cateter. Vem acompanhado de 01 seringa de vácuo de 20 ml e 01 adaptador com 02 extensões para o cateter, com 15 e 17,5 cm, em poliuretano.

