

Conjunto de Cânulas

para Acesso Vertebral Allevó - S4002

Informações técnicas:

Indicado para acesso vertebral no procedimento de cifoplastia, para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

A cifoplastia é um método minimamente invasivo para o tratamento de fraturas e/ou para a criação de cavidades em ossos esponjosos na coluna vertebral. As cavidades podem ser preenchidas com um cimento apropriado.

Todos os itens que compõem o conjunto são fabricados em aço inoxidável AISI 304, os itens incluídos são: 2 cânulas para acesso vertebral, de 11G x 11cm, 2 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento, 2 pinos guia com ponta cortante com 26 cm de comprimento, 1 cânula de introdução vertebral graduada, 08 G x 12 cm, 1 dispositivo de introdução vertebral graduado 08G x 12 cm, 1 cânula de biópsia óssea ponta cônica 08G x 12 cm, 1 cânula com broca óssea 10 Fr.

Esses itens são inseridos na vértebra fraturada, para inserção dos dois cateteres balão Allevó.
(Vendido Separadamente)

