




# Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Smart Kit Allevo

## Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas, no procedimento de Cifoplastia com balão. Balão disponível nos tamanhos 16x16mm e 16x22mm.



# Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Smart Kit Allevo

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1005  | <p>02 cânulas para acesso vertebral, em aço inoxidável, 11G x 11cm;<br/> 02 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento em aço inoxidável;<br/> 02 cânulas tampão;<br/> 01 cânula de introdução vertebral, 08G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável;<br/> 01 dispositivo de introdução vertebral 08G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável;<br/> 01 cânula de biópsia óssea 08G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável;<br/> 01 cânula com broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável;<br/> 04 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal;<br/> 02 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal flexplunger;<br/> 02 cateteres balão com 2,7 mm de diâmetro x 332 mm de comprimento, com 16 mm de diâmetro externo do balão x 16 mm de comprimento do balão;<br/> 01 seringa de vácuo de 20 ml (a seringa destina-se à criar um vácuo, não sendo de uso hipodérmico);<br/> 02 dispositivos de insuflação do balão do cateter.</p> |
| S1006  | <p>02 cânulas para acesso vertebral, em aço inoxidável, 11G x 11cm;<br/> 02 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento em aço inoxidável;<br/> 02 cânulas tampão;<br/> 01 cânula de introdução vertebral, 08G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável;<br/> 01 dispositivo de introdução vertebral 08G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável;<br/> 01 cânula de biópsia óssea 08G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável;<br/> 01 cânula com broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável;<br/> 04 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal;<br/> 02 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal flexplunger;<br/> 02 cateteres balão com 2,7 mm de diâmetro x 332 mm de comprimento, com 16 mm de diâmetro externo do balão x 22 mm de comprimento do balão;<br/> 01 seringa de vácuo de 20 ml (a seringa destina-se à criar um vácuo, não sendo de uso hipodérmico);<br/> 02 dispositivos de insuflação do balão do cateter.</p> |

