

Cureta

Allevo - S9410

Informações técnicas:

A cureta Allevo é indicada para raspagem dos ossos da coluna vertebral no procedimento de cifoplastia com balão. Ela é introduzida através da cânula de introdução vertebral Allevo, contida no conjunto de cânulas para acesso vertebral Allevo (vendido separadamente).

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, com 3,5 mm de diâmetro x 19 cm de comprimento. A cabeça de corte da cureta tem 8 mm de comprimento, a empunhadura anatômica com botão giratório para o ajuste do ângulo da cabeça de corte e indicador de segurança que mostra a rotação da cabeça de corte após exceder o torque ou limitador de força após exceder a força de tração.

