



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE
**TERAPIA
INTENSIVA**


Introdutor Percutâneo

Biomedical

Informações técnicas:

Indicado para acesso vascular central ou periférico, acesso subcutâneo e acesso a cavidades, onde por meio do introdutor, pode-se passar cateteres vasculares, cateteres diagnósticos, cateteres terapêuticos, sondas, fio guia, fio de marca passo, pinças de biópsia, instrumentos de cirurgia por endoscopia, entre outros. Também é indicado para infundir drogas, soluções, sangue e retirada de amostras para exames laboratoriais.

Os introdutores percutâneos são fabricados em poliuretano termoplástico, radiopaco, disponível nos tamanhos de 5Fr e 6Fr por 10cm de comprimento, possui conector luer lock em sua extremidade e está acoplada a uma válvula hemostática, que impedia o refluxo sanguíneo ou a entrada de ar, conectada a ela existe um tubo de PVC conectado a uma torneira. Acompanha introdutor com válvula, manga protetora, fio guia de aço inoxidável flexível, agulha hipodérmica e agulha introdutora.





Introdutor Percutâneo

Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
I5V10M110	01 Introdutor 5Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.
I6V10M110	01 Introdutor 6Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.



Cateter Eletrodo Bipolar

para Marca Passo Temporário Medika


Informações técnicas:

Indicado para reanimação de pacientes com parada cardíaca súbita. Eles podem ser usados na presença ou ameaça de bradicardia causada por uma doença do sistema condutor e infarto agudo do miocárdio. A indicação de uso também inclui procedimentos durante os quais uma parada cardíaca clinicamente significativa pode ocorrer, bem como a necessidade de controlar arritmias ventriculares perigosas recorrentes.

Fabricado em poliuretano radiopaco médico, nos diâmetros 4, 5, 6 e 7 Fr por 112 cm de comprimento, extremidade distal reta ou curva com dois polos, graduado, dois plugues (distal e proximal) e acompanha introdutor Peel away para sua introdução. Possui componentes funcionais principais, que incluem a parte de trabalho, composta pelo cateter e pelos polos. Essa parte é introduzida no corpo do paciente. Além disso, há os plugues proximal e distal, que permanecem fora do corpo e são usados para a manipulação do eletrodo e a conexão com um estimulador externo. A parte de trabalho do eletrodo é radiologicamente detectável em todo o seu comprimento e pode ser dividida em duas zonas: a zona de trabalho ativa, na extremidade distal e área de trabalho passiva. Dentro do cateter, há dois fios elétricos independentes e isolados, feitos de aço, que conduzem os sinais elétricos do estimulador da zona de aperto e conexão até a zona ativa. Esses fios também fornecem flexibilidade e torção necessária. Os plugues distais e proximais são compostos por pinos de latão revestidos com níquel, conectados mecanicamente a fios elétricos. Esses plugues são usados para conectar o eletrodo a um marca-passo externo e possuem proteções especiais contra o fluxo descontrolado de cargas elétricas de outros dispositivos médicos ou instalações elétricas em rede.

Recomenda-se introduzir o cateter até o átrio direito ou ventrículo direito através do acesso pelas veias subclávia, femoral ou jugular.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 14 dias.



Cateter Eletrodo Bipolar

para Marca Passo Temporário Medika

PONTA RETA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEB04	01 Cateter eletrodo bipolar 4 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB05	01 Cateter eletrodo bipolar 5 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB06	01 Cateter eletrodo bipolar 6 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB07	01 Cateter eletrodo bipolar 7 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 3 mm x 11,5 cm com agulha 14G.

PONTA CURVA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEB04C	01 Cateter eletrodo bipolar 4 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB05C	01 Cateter eletrodo bipolar 5 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB06C	01 Cateter eletrodo bipolar 6 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB07C	01 Cateter eletrodo bipolar 7 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 3 mm x 11,5 cm com agulha 14G.



Medikath

Indicado para uso em pacientes que necessitam de administração intravenosa de fluidos, sangue e hemoderivados, drogas e soluções de nutrição parenteral, assim como coleta de sangue para amostra. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veia subclávia e veia jugular interna.

Fabricado em poliuretano macio e biocompatível, o cateter é radiopaco e possui marcações graduadas a cada centímetro, que facilita sua visualização durante o procedimento. É projetado para atender tanto pacientes pediátricos como adultos, com diâmetro externo e comprimento adequado à anatomia de cada um. Cada via do cateter é equipada com conectores luer lock e pinças. Acompanha dilatador de veia, guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol, ponta macia em formato jota, agulha introdutora e aleta de sutura móvel com trava.

A collection of medical equipment, likely for a minimally invasive surgical approach. It includes two long, thin catheters with pink and orange handles, a blue connector, a coiled white tube with blue clips, and a long, thin white tube with a blue connector and a hook.



medika
www.medika.com.br

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0405K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0405K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura





Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0410K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0410K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0415K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0416K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0420K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0420K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0430K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 30cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0510K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0510K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0513K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0516K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0520K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0520K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0530K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 30 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0713K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 13 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0716K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0720K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K1	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0716K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter para Punção Arterial


em Pebax Microseld

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, por meio da artéria radial, braquial, e femoral para controlar as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em PEBAX, disponível nos diâmetros 3 e 4 Fr por 6, 8 e 11 cm de comprimento. Acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção de 18 e 20G por 4,5 ou 5,5 cm de comprimento e guia metálico de 0,018 e 0,032" por 20 ou 30 cm de comprimento.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 29 dias.



Cateter para Punção Arterial

em Pebax Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
305 063A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 064A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 18G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.032"x20 cm
305 083A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 08 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 113A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 20G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.018"x30 cm
305 114A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
305 063	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 064	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 18G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.032"x20 cm
305 083	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 08 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 113	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 20G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.018"x30 cm
305 114	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x30 cm



Cateter para Punção Arterial


em PTFE Microseld

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, por meio da artéria radial, braquial, e femoral controlando, assim, as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em PTFE, radiopaco, disponível nos diâmetros 2, 3, 4 e 5 Fr. por 4, 6, 8, 11, 15 e 20 cm de comprimento. Possui acessórios necessários para implantação através de técnica Seldinger, como agulha introdutora (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 29 dias.



Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 042A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 04 cm 01 introdutora 22G x 2,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 062A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 06 cm 01 introdutora 22G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 063A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 06 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 083A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 08 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 113A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 11 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 30 cm
302 153A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 15 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 40 cm
302 064A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 06 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 084A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 08 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 114A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 11 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 30 cm
302 154A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 40 cm



Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 204A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 40 cm
302 115A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 11 cm 01 introdutora 17G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 30 cm
302 155A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 40 cm
302 205A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 40 cm.



Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 042	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 04 cm 01 introdutora 22G x 2,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 062	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 06 cm 01 introdutora 22G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 063	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 06 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 083	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 08 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 113	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 11 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 30 cm
302 153	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 15 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 40 cm
302 064	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 06 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 084	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 08 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 114	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 11 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 30 cm
302 154	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 40 cm



Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 204	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 40 cm
302 115	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 11 cm 01 introdutora 17G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 30 cm
302 155	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 40 cm
302 205	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035"x 40 cm.




Cateter para Punção

Arterial Medika

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, através da artéria radial, braquial e femoral. Com permanência de até 7 dias de implantação. Esse método permite o controle das funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em Poliuretano termoplástico, disponível nos diâmetros 22, 20 e 18G por 4, 7,5 e 15 cm de comprimento. O cateter acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.



Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR22111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22311	DR22311 01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.



Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR20311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR18111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.



Cateter para Punção Arterial


Medika

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna através da artéria radial, braquial, e femoral controlando, assim, as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em poliuretano termoplástico, disponíveis nos diâmetros 24; 22; 20; 18 e 16 G por 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 23; 25 e 50 cm de comprimento. Acompanha os acessórios necessários para implantação através de técnica Seldinger, como agulha de punção reta (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 7 dias.



Cateter para Punção Arterial

Medika

Informações técnicas:

1



2



3



1

Agulha de punção reta (não sendo destinada para uso hipodérmico);

2

Guia metálico;

3

Cateter para punção arterial em poliuretano, com extensão e clamp.



Cateter para Punção Arterial

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC2403	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 03 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2404	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 04 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2405	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 05 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2406	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 06 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2408	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 08 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2410	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 10 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2412	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 12 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2413	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 13 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2403	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 03 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2404	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 04 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2405	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 05 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2406	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 06 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2408	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 08 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2410	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 10 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm



Cateter para Punção Arterial

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC2412	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 12 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2413	01 cateter para punção arterial com extensão 24G x 13 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2203	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 03 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2204	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 04 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2205	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 05 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2206	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 06 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2208	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 08 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2210	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 10 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2212	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 12 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2213	01 cateter para punção arterial com extensão 22G x 13 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.018" x 35 cm
AC2005	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 05 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2006	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 06 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2008	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 08 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2010	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 10 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm



Cateter para Punção Arterial

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC2011	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 11 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2012	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 12 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2015	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2016	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 16 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC2020	01 cateter para punção arterial com extensão 20G x 20 cm; 01 agulha de punção 20G x 3,3 cm; 01 guia metálico 0.021" x 35 cm
AC1805	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 05 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1806	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 06 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1808	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 08 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1810	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 10 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1811	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 11 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1812	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 12 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1815	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1816	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 16 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1818	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 18 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm



Cateter para Punção Arterial

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC1820	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 20 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1823	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 23 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1825	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 25 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1850	01 cateter para punção arterial com extensão 18G x 50 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.025" x 35 cm
AC1605	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 05 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm
AC1606	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 06 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm
AC1608	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 08 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm
AC1610	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 10 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm
AC1612	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 12 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm
AC1615	01 cateter para punção arterial com extensão 16G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 6,5 cm; 01 guia metálico 0.032" x 35 cm



Sonda com Sistema Fechado

para Aspiração Traqueal Trifanz

Informações técnicas:

Indicada para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes em terapia intensiva ou qualquer situação onde há a necessidade de ventilação mecânica, permitindo a aspiração e ventilação concomitantes.

Fabricada em PVC de grau médico, graduada com manga em poliuretano, com sistema fechado para aspiração traqueal. Acompanha conector para fonte de vácuo, conector para ventilador, conector para sonda endotraqueal, via de administração de medicamentos, via de irrigação, válvula de isolamento e clipe.

Minimiza a exposição das vias aéreas e do profissional de saúde aos agentes infecciosos presentes nas secreções respiratórias. O produto vem acompanhado por adesivos coloridos para identificação do dia da semana em que o produto foi implantado.

É recomendado o uso por um curto período, até 72 horas.



Sonda com Sistema Fechado

para Aspiração Traqueal Trifanz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
98.09.040	Sonda 6 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.043	Sonda 8 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.046	Sonda 10 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.049	Sonda 12 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.052	Sonda 14 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.055	Sonda 16 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.



Sistema de Aspiração Traqueal

72h Medika

Informações técnicas:

Indicado para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes em terapia intensiva ou qualquer situação em que há a necessidade de ventilação mecânica.

A sonda de aspiração traqueal está disponível nos diâmetros 10, 12, 14 e 16Fr x 300 e 600mm de comprimento, com marcas de graduação numéricas em sua extensão, translúcida, inserida em uma manga fina e resistente fabricada em poliuretano, evitando o contato direto do profissional ao sistema de aspiração. Possui via de administração de medicamento aerossóis (MDI), via de irrigação, trava antirefluxo, conexão dupla para ventilador e sonda endotraqueal ou de traqueostomia, botão controlador de vácuo, conector para fonte de vácuo e cunha para desconexão.

A utilização do sistema de aspiração traqueal é de curto prazo, até 72 horas.



Sistema de Aspiração Traqueal

72h Medika

MODELO: TRAQUEOSTOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MC-07240	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 10 Fr (3.35 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07241	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 12 Fr (4.05 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07242	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 14 Fr (4.75 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07243	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 16 Fr (5.45 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível.

MODELO: ENDOTRAQUEAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MC-07250	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 10 Fr (3.35 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07251	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 12 Fr (4.05 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07252	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 14 Fr (4.75 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível.
MC-07253	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 16 Fr (5.45 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível.



Sistema de Aspiração Traqueal


72h Pediátrico Medika

Informações técnicas:

Indicado para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes pediátricos em terapia intensiva ou qualquer situação em que há a necessidade de ventilação mecânica.

A sonda de aspiração traqueal está disponível nos diâmetros 05, 06, 07 e 08 Fr x 300 mm de comprimento, possui marcas de graduação numéricas coloridas em sua extensão, translúcida, inserida em uma manga fina e resistente fabricada em poliuretano, evitando o contato direto do profissional ao sistema de aspiração. Possui via de irrigação, trava antirrefluxo, conexões em Y nos tamanhos 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 e 4.5mm dupla para ventilador e sonda endotraqueal, botão controlador de vácuo, conector para fonte de vácuo e cunha para desconexão.

A utilização do sistema de aspiração traqueal é de curto prazo, até 72 horas.



Sistema de Aspiração Traqueal

Pediátrico 72h Medika

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MC-02446	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 05 Fr (1.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 2.5 mm Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm
MC-02447	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 06 Fr (1.95 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 2.5 mm Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm
MC-02448	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 07 Fr (2.3 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm Conector Y 4.0 mm
MC-02449	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 08 Fr (2.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 3.5 mm Conector Y 4.0 mm Conector Y 4.5 mm




Válvula de Heimlich

para Drenagem Externa Torácica Pneumoven

Informações técnicas:

Indicada para conexão em cateteres torácicos de drenagem, para a drenagem de fluido e ar na cavidade torácica, com base no método de Heimlich.

Fabricada em ABS Lustran, permite a passagem de fluido ou ar em apenas uma direção, utilizando duas membranas de borracha. A principal vantagem é funcionar em qualquer posição, eliminando o risco de derramar, vaziar, refluir ou formar bolhas que obstruam o cateter e o tubo de drenagem. A válvula é conectada, de um lado, ao cateter torácico e, se aplicável, a um tubo de drenagem do outro lado. Disponível em modelos com conexão universal em ambos os lados ou com conexão universal de um lado e conexão Luer lock do outro.



Válvula de Heimlich

para Drenagem Externa Torácica Pneumovent

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
504001	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em um lado e conexão luer lock em outro lado.
504002	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em ambos os lados.



Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetrícia, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 500, 1000 e 3000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa InfuseIT, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso amarela (de 0 a 175 mmHg), verde (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa InfuseIT possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC.

A utilização da bolsa é transitória (<60 min).



Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ZIT-500	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-1000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-3000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.



Bolsa Infusora de Pressão

Medika

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetria, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 e 5000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa de pressão Medika, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso branca (de 150 a 250 mmHg), azul (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa infusora de pressão Medika possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC e uma pinça, para manutenção da pressão. Material pode ser higienizado. A pressão da bolsa infusora de pressão será mantida por até 24 horas.



Bolsa Infusora de Pressão

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RU100PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 100 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU200PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 200 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU300PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 300 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU600PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 600 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU700PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 700 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU800PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 800 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU2000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 2000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU3000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU4000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 4000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU5000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 5000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão.



Cateter para punção periférica

Mini Midline Andemed

Informações técnicas:

O Mini Midline é um cateter de inserção periférica de posicionamento intermediário, cuja extremidade distal localiza-se no terço proximal do braço, permanecendo em território não central (sem atingir a veia cava superior).

Desenvolvido para terapias intravenosas de média duração – até 30 dias –, o Mini Midline é indicado como acesso venoso periférico para a administração de fluidos e/ou medicações intravenosas, além de permitir a coleta de amostras de sangue, apresentando-se como uma nova opção terapêutica no manejo do acesso venoso.


- Cateter destinado à implantação em rede venosa periférica, proporcionando acesso seguro e confiável para terapias intravenosas de média duração;
- Fabricado em poliuretano macio e radiopaco, o cateter está disponível nos calibres 3 Fr e 4 Fr, com comprimentos de 8 cm e 10 cm;
- O conjunto é pré-montado sobre agulha de punção (18G ou 20G x 3,6 cm), podendo ser fornecido com ou sem dispositivo de segurança, em conformidade com a NR-32;
- As veias recomendadas para inserção incluem: basilica, cefálica e cubital média.




Cateter para punção periférica

Mini Midline Andemed

Informações técnicas:



- 1** Cateter fabricado em poliuretano previamente montado sobre agulha de punção com empurrador e empunhadura peel away ou com empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm;
- 2** Extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima;
- 3** Conector valvulado;
- 4** Dispositivo adesivo para fixação do cateter;
- 5** Torniquete.



Cateter para punção periférica

Mini Midline Andemed

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
B300802	01 cateter fabricado em poliuretano 03 Fr x 08 cm; previamente montado sobre agulha de punção 20 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B301002	01 cateter fabricado em poliuretano 03 Fr x 10 cm; previamente montado sobre agulha de punção 20 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B400802	01 cateter fabricado em poliuretano 04 Fr x 08 cm; previamente montado sobre agulha de punção 18 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm. 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B401002	01 cateter fabricado em poliuretano 04 Fr x 10 cm; previamente montado sobre agulha de punção 18 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.



Seringa de Gasometria

Andemed

Informações técnicas:

Indicada como material de coleta de sangue para verificação da medição dos índices de gases e pH do sangue, com utilização exclusiva para diagnóstico in vitro.

A seringa é estéril, de uso único, graduada, com volume total de 1 ou 3ml, com ou sem cânula de punção nos diâmetros 0.5; 0.6 e 0.7 mm x 16; 25 e 32 mm de comprimento, com ou sem dispositivo de segurança tipo capa protetora para a cânula, em atendimento à NR 32.

O aditivo anticoagulante heparina de lítio balanceada com cálcio previne a coagulação da amostra de sangue.

A rolha de retenção possui um suspiro, que reduz a formação de bolhas, melhorando a acurácia dos resultados.



Seringa de Gasometria

Andemed

MODELO COM CÂNULA DE PUNÇÃO - XQZ-01		
Código	Volume total (ml)	Tamanho da cânula de punção (mm x mm)
01100516	1	0.5 x 16
01100525	1	0.5 x 25
01100532	1	0.5 x 32
01100616	1	0.6 x 16
01100625	1	0.6 x 25
01100632	1	0.6 x 32
01100725	1	0.7 x 25
01100732	1	0.7 x 32
01300516	3	0.5 x 16
01300525	3	0.5 x 25
01300532	3	0.5 x 32
01300616	3	0.6 x 16
01300625	3	0.6 x 25
01300632	3	0.6 x 32
01300725	3	0.7 x 25
01300732	3	0.7 x 32



Seringa de Gasometria

Andemed

MODELO COM CÂNULA DE PUNÇÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - XQZ-02		
Código	Volume total (ml)	Tamanho da cânula de punção (mm x mm)
02100516	1	0.5 x 16
02100525	1	0.5 x 25
02100532	1	0.5 x 32
02100616	1	0.6 x 16
02100625	1	0.6 x 25
02100632	1	0.6 x 32
02100725	1	0.7 x 25
02100732	1	0.7 x 32
02300516	3	0.5 x 16
02300525	3	0.5 x 25
02300532	3	0.5 x 32
02300616	3	0.6 x 16
02300625	3	0.6 x 25
02300632	3	0.6 x 32
02300725	3	0.7 x 25
02300732	3	0.7 x 32



Seringa de Gasometria

Andemed

MODELO SEM CÂNULA DE PUNÇÃO - XOZ-03	
Código	Volume total (ml)
0310	1
0330	3

Cateter para drenagem externa

torácica Pneumocath


Informações técnicas:

Indicado para procedimentos como pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, empiema e ascite, oferecendo segurança, eficiência e praticidade. Pode permanecer implantado por até 30 dias, conforme avaliação clínica.


Fabricado em polietileno radiopaco, possui marcações para visualização, ponta fechada atraumática e 10 orifícios laterais, garantindo drenagem contínua e segura. O cateter é acoplado à agulha de punção e acompanha capa protetora, facilitando a implantação percutânea com maior controle e segurança.

Disponível nas versões com ou sem acessórios, adapta-se aos protocolos de cada instituição. A versão com acessórios pode incluir tubo de drenagem, bolsa coletora, adaptadores, torneira de três vias e válvula de Heimlich, otimizando o manejo clínico.

Disponível nos tamanhos 6, 8 e 10 Fr. por 30, 40 e 50 cm de comprimento.



Com acessórios



Sem acessórios



Cateter para drenagem externa

torácica Pneumocath

Sem acessórios

Código	Produto	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Comprimento do Cateter	Diâmetro da Agulha	Comprimento da Agulha
503 001	Pneumocath	8 Fr	1,85 mm	50 cm	3,4 x 3,1 mm	110/85 mm
503 002	Pneumocath	8 Fr	1,85 mm	40 cm	3,4 x 3,1 mm	85/65 mm
503 003	Pneumocath	6 Fr	1,35 mm	30 cm	2,5 x 2,1 mm	80/55 mm
503 011	NeoPneumocath	10 Fr	2,10 mm	50 cm	4,0 x 3,5 mm	110/85 mm

Com acessórios

Código	Produto	Descrição
503 501	Pneumocath	01 cateter para drenagem externa torácica, em polietileno 08 Fr. X 50 cm; 01 adaptador para sistema de drenagem, com torneira de três vias; 01 bolsa coletora de 2 litros com tubo de drenagem com 90 cm; 01 dispositivo para drenagem; 01 válvula de Heimlich.





www.medika.com.br