

Cateter para Punção Arterial


em Pebax Microseld

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, por meio da artéria radial, braquial, e femoral para controlar as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em PEBAX, disponível nos diâmetros 3 e 4 Fr por 6, 8 e 11 cm de comprimento. Acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção de 18 e 20G por 4,5 ou 5,5 cm de comprimento e guia metálico de 0,018 e 0,032" por 20 ou 30 cm de comprimento.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 29 dias.



Cateter para Punção Arterial

em Pebax Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
305 063A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 064A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 18G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.032"x20 cm
305 083A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 08 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 113A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 20G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.018"x30 cm
305 114A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
305 063	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 064	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 18G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.032"x20 cm
305 083	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 08 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x20 cm
305 113	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 20G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.018"x30 cm
305 114	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x30 cm

