

Bolsa Infusora de Pressão

Medika

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetria, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 e 5000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa de pressão Medika, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso branca (de 150 a 250 mmHg), azul (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa infusora de pressão Medika possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC e uma pinça, para manutenção da pressão. Material pode ser higienizado. A pressão da bolsa infusora de pressão será mantida por até 24 horas.



Bolsa Infusora de Pressão

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RU100PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 100 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU200PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 200 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU300PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 300 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU600PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 600 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU700PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 700 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU800PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 800 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU2000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 2000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU3000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU4000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 4000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU5000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 5000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão.

