

Cateter Duplo Lúmen


Medikath

Informações técnicas:

Indicado para uso em pacientes que necessitam de administração intravenosa de fluidos, sangue e hemoderivados, drogas e soluções de nutrição parenteral, assim como coleta de sangue para amostra. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veia subclávia e veia jugular interna.

Fabricado em poliuretano macio e biocompatível, o cateter é radiopaco e possui marcações graduadas a cada centímetro, que facilita sua visualização durante o procedimento. É projetado para atender tanto pacientes pediátricos como adultos, com diâmetro externo e comprimento adequado à anatomia de cada um. Cada via do cateter é equipada com conectores luer lock e pinças. Acompanha dilatador de veia, guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol, ponta macia em formato jota, agulha introdutora e aleta de sutura móvel com trava.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 30 dias.



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0405K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0405K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0410K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0410K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0415K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0416K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0420K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0420K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0430K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 30cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0510K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0510K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0513K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0516K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0520K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0520K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0530K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 30 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0713K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 13 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0716K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura



Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0720K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K1	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0716K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

