


Cateter para Punção

Arterial Medika

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, através da artéria radial, braquial e femoral. Com permanência de até 7 dias de implantação. Esse método permite o controle das funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em Poliuretano termoplástico, disponível nos diâmetros 22, 20 e 18G por 4, 7,5 e 15 cm de comprimento. O cateter acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.



Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR22111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22311	DR22311 01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018"x45 cm.
DR22312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.



Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR20311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR20312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021"x45 cm.
DR18111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.
DR18312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025"x45 cm.

