

Válvula de Heimlich

para Drenagem Externa Torácica Pneumovent

Informações técnicas:

Indicada para conexão em cateteres torácicos de drenagem, para a drenagem de fluido e ar na cavidade torácica, com base no método de Heimlich.

Fabricada em ABS Lustran, permite a passagem de fluido ou ar em apenas uma direção, utilizando duas membranas de borracha. A principal vantagem é funcionar em qualquer posição, eliminando o risco de derramar, vaziar, refluir ou formar bolhas que obstruam o cateter e o tubo de drenagem. A válvula é conectada, de um lado, ao cateter torácico e, se aplicável, a um tubo de drenagem do outro lado. Disponível em modelos com conexão universal em ambos os lados ou com conexão universal de um lado e conexão Luer lock do outro.



Válvula de Heimlich

para Drenagem Externa Torácica Pneumovent

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
504001	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em um lado e conexão luer lock em outro lado.
504002	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em ambos os lados.

