

Seringa de Gasometria

Andemed

Informações técnicas:

Indicada como material de coleta de sangue para verificação da medição dos índices de gases e pH do sangue, com utilização exclusiva para diagnóstico in vitro.

A seringa é estéril, de uso único, graduada, com volume total de 1 ou 3ml, com cânula de punção nos diâmetros 0.5, 0.6 e 0.7 x 16, 25 e 32mm de comprimento, com dispositivo de segurança tipo capa protetora para a cânula, em atendimento à NR 32.

O aditivo anticoagulante heparina de lítio balanceada com cálcio previne a coagulação da amostra de sangue.

A rolha de retenção possui um suspiro, que reduz a formação de bolhas, melhorando a acurácia dos resultados.



Seringa de Gasometria

Andemed

Código	Volume total (ml)	Tamanho da cânula de punção (mm x mm)
02100516	1	0.5 x 16
02100525	1	0.5 x 25
02100532	1	0.5 x 32
02100616	1	0.6 x 16
02100625	1	0.6 x 25
02100632	1	0.6 x 32
02100725	1	0.7 x 25
02100732	1	0.7 x 32
02300516	3	0.5 x 16
02300525	3	0.5 x 25
02300532	3	0.5 x 32
02300616	3	0.6 x 16
02300625	3	0.6 x 25
02300632	3	0.6 x 32
02300725	3	0.7 x 25
02300732	3	0.7 x 32

