

Cateter para drenagem externa

torácica Pneumocath


Informações técnicas:

Indicado para procedimentos como pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, empiema e ascite, oferecendo segurança, eficiência e praticidade. Pode permanecer implantado por até 30 dias, conforme avaliação clínica.


Fabricado em polietileno radiopaco, possui marcações para visualização, ponta fechada atraumática e 10 orifícios laterais, garantindo drenagem contínua e segura. O cateter é acoplado à agulha de punção e acompanha capa protetora, facilitando a implantação percutânea com maior controle e segurança.

Disponível nas versões com ou sem acessórios, adapta-se aos protocolos de cada instituição. A versão com acessórios pode incluir tubo de drenagem, bolsa coletora, adaptadores, torneira de três vias e válvula de Heimlich, otimizando o manejo clínico.

Disponível nos tamanhos 6, 8 e 10 Fr. por 30, 40 e 50 cm de comprimento.



Com acessórios



Sem acessórios



Cateter para drenagem externa

torácica Pneumocath

Sem acessórios

Código	Produto	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Comprimento do Cateter	Diâmetro da Agulha	Comprimento da Agulha
503 001	Pneumocath	8 Fr	1,85 mm	50 cm	3,4 x 3,1 mm	110/85 mm
503 002	Pneumocath	8 Fr	1,85 mm	40 cm	3,4 x 3,1 mm	85/65 mm
503 003	Pneumocath	6 Fr	1,35 mm	30 cm	2,5 x 2,1 mm	80/55 mm
503 011	NeoPneumocath	10 Fr	2,10 mm	50 cm	4,0 x 3,5 mm	110/85 mm

Com acessórios

Código	Produto	Descrição
503 501	Pneumocath	01 cateter para drenagem externa torácica, em polietileno 08 Fr. X 50 cm; 01 adaptador para sistema de drenagem, com torneira de três vias; 01 bolsa coletora de 2 litros com tubo de drenagem com 90 cm; 01 dispositivo para drenagem; 01 válvula de Heimlich.

