

# Cânula Flexível

para Injeção Uroject

## Informações técnicas:

Indicada para realizar uma injeção de toxina botulínica na parede da bexiga em pacientes com bexiga hiperativa idiopática e hiperatividade neurogênica do detrusor.

Fabricada em poliamida, ela apresenta diâmetro externo de 5 Fr e comprimento de 650 mm. A extremidade proximal possui conexão luer lock e a extremidade distal é equipada com 1 agulha de 27 G, com 5 mm de comprimento externo. Além disso, possui um priming de 0,64 ml. Essa cânula é adequada para ser utilizada tanto em cistoscópios flexíveis quanto rígidos, servindo como canal de trabalho eficiente.

