

Cânula para Punção Percutânea

Uromed

Informações técnicas:

Indicada para aspiração e ou infusão percutânea em órgãos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, trefilado, a cânula apresenta extremidade distal ecogênica, permitindo o acompanhamento da punção por meio de ultrassom e conexão luer lock na extremidade proximal.



Cânula para Punção Percutânea

Uromed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2610	01 Cânula de punção percutânea em aço inoxidável 17G de diâmetro externo x 19,5 cm de comprimento.

