

Cateter Balão de Dilatação

Ureteral Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a dilatação transluminal na estenose ureteral e na dilatação ureteral anterior à ureteroscopia ou manipulação de cálculos. O balão é capaz de suportar uma pressão de ruptura de até 20 Atm.

Fabricado em nylon com conexão luer lock em duas vias, 6 Fr x 85 cm de comprimento, com balão em nylon. Para facilitar a visualização de sua posição, o balão possui marcadores em platina tanto na extremidade distal quanto na proximal. Disponível nos diâmetros do balão, 4,0, 5,0, 6,0; 7,0, 8,0 e 10 mm por 40, 60 e 100 mm.



Cateter Balão de Dilatação

Ureteral Well Lead

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	DIÂMETRO EXTERNO DO BALÃO	COMPRIMENTO DO BALÃO
U02C014110	06 Fr	85 cm	40 mm	4 mm
U02C014210	06 Fr	85 cm	60 mm	4 mm
U02C014310	06 Fr	85 cm	100 mm	4 mm
U02C015110	06 Fr	85 cm	40 mm	5 mm
U02C015210	06 Fr	85 cm	60 mm	5 mm
U02C015310	06 Fr	85 cm	100 mm	5 mm
U02C016110	06 Fr	85 cm	40 mm	6 mm
U02C016210	06 Fr	85 cm	60 mm	6 mm
U02C016310	06 Fr	85 cm	100 mm	6 mm
U02C017110	06 Fr	85 cm	40 mm	7 mm
U02C017210	06 Fr	85 cm	60 mm	7 mm
U02C017310	06 Fr	85 cm	100 mm	7 mm
U02C018110	06 Fr	85 cm	40 mm	8 mm
U02C018210	06 Fr	85 cm	60 mm	8 mm
U02C018310	06 Fr	85 cm	100 mm	8 mm
U02C011110	06 Fr	85 cm	40 mm	10 mm
U02C011210	06 Fr	85 cm	60 mm	10 mm
U02C011310	06 Fr	85 cm	100 mm	10 mm

