

Cateter Duplo Lúmen

para Urodinâmica Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para cistometria, perfilometria uretral, teste de pressão-fluxo e urofluxometria.

O estudo urodinâmico baseia-se nos princípios da mecânica dos fluidos, utilizando sensores para investigar a fisiologia do processamento e liberação de urina, bem como doenças relacionadas a esse processo.

Fabricado em poliuretano, fino, flexível, radiopaco, graduado a cada centímetro, com diâmetro externo de 6, 7 e 8 Fr e comprimento de 40 e 43 cm. Possui extremidade distal atraumática fechada, além de dois orifícios laterais, podendo ser reta ou em formato de Pigtail.

Uma via do cateter é conectada ao sensor de pressão e outra via é conectada a um dispositivo de irrigação.



Cateter Duplo Lúmen

para Urodinâmica Well Lead

PONTA PIGTAIL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U08A020610	6Fr x 43cm
U08A020810	8Fr x 43cm

PONTA RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U08A010610	6Fr x 40cm
U08A010710	7Fr x 40cm
U08A010810	8Fr x 40cm

