

Cateter Duplo

Rabo de Porco Towers

Informações técnicas:

Indicado para drenagem urinária interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Com permanência de até 29 dias.

Fabricado em poliuretano termoplástico, fino, flexível, radiopaco, graduado a cada 5 cm, com um formato especial triangulado que permite a drenagem tanto por dentro do cateter quanto por fora, com extremidade aberta-aberta e aberta-fechada.



Cateter Duplo

Rabo de Porco Towers

MODELO COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U05A042726	7 Fr x 26 cm
U05A042728	7 Fr x 28 cm

MODELO COM UMA EXTREMIDADE ABERTA E UMA FECHADA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U05A040726	7 Fr x 26 cm
U05A040728	7 Fr x 28 cm

