

Cateter para Cistometria

Uromed

Informações técnicas:

Indicado para a avaliação da função vesical e do canal uretral quanto à capacidade, sensibilidade, acomodação, contratilidade, controle vesical e resposta vesical às drogas.

Fabricado em poliuretano, radiopaco, graduado, a versão pode ser de duplo lúmen para medição transuretral da pressão na bexiga ou triplo lúmen para medição transuretral da pressão na bexiga e no canal uretral. Possui extremidade distal cilíndrica com ponta reta ou Pigtail, além de orifícios externos.



Cateter para Cistometria

Uromed

PONTA RETA	
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
2922	Duplo lúmen, 7 e 9 Fr x 40 cm.
2923	Duplo lúmen, 7 e 9 Fr x 20 cm.
2932	Triplo lúmen, 7 e 9 Fr x 40 cm.
2933	Triplo lúmen, 7 e 9 Fr x 20 cm.

PONTA PIGTAIL	
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
292201	Duplo lúmen, 7 x 40 cm.