


Cateter para Cistostomia

Uromed Cyst

Informações técnicas:

Indicado para o tratamento da obstrução da bexiga, distúrbios neurológicos da micção, cirurgia de bexiga ou de uretra, controle específico da micção, inflamação e/ou distúrbios da próstata /uretra, priapismo.

Fabricado em silicone puro, macio, radiopaco, com balão em silicone de 5 ml, extremidade distal aberta reta, atraumática, com orifícios laterais. Acompanha cânula de punção Peel away em aço inoxidável, para a implantação percutânea e conector para bolsa de drenagem.



Cateter para Cistostomia

Uromed Cyst

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3020	01 cateter para cistostomia em silicone, com balão de 05 ml, 12 Fr x 43 cm; 01 cânula de punção Peel away 13,8 Fr x 12 cm; 01 conector para bolsa de drenagem.
3025	01 cateter cistostomia em silicone, com balão de 05 ml, 14 Fr x 43 cm; 01 cânula de punção Peel away 16,8 Fr x 12 cm; 01 conector para bolsa de drenagem.

