

Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

Informações técnicas:

Indicado para drenar derrames, exsudato ou gás do corpo humano.

Fabricado em poliuretano, possui extremidade distal em formato pigtail, com quatro orifícios e um fio para auxiliar na formação do pigtail. Além disso, é acompanhado por uma variedade de acessórios essenciais para a realização do procedimento com segurança e precisão.



Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
215001	01 cateter em poliuretano 08 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 06 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 08 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.
215002	01 cateter em poliuretano 10 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 08 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.



Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
215003	01 cateter em poliuretano 12 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 14 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.
215004	01 cateter em poliuretano 14 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 14 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 16 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.

