

Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para drenagem urinária interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Com permanência de até 29 dias.

Fabricado em poliuretano, atraumático, radiopaco, graduado, em suas extremidades com ponta aberta-aberta ou aberta-fechada, com perfurações em sua extensão, fácil de manusear e possui baixo índice de incrustação. Acompanha um empurrador de 40 cm e uma pinça plástica.



Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco Well Lead

MODELO COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U05A302426	01 cateter em poliuretano 4 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A303126	01 cateter em poliuretano 4,6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302526	01 cateter em poliuretano 5 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302626	01 cateter em poliuretano 6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302726	01 cateter em poliuretano 7 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302826	01 cateter em poliuretano 8 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.

MODELO COM UMA EXTREMIDADE ABERTA E UMA FECHADA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U05A300426	01 cateter em poliuretano 4 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A301126	01 cateter em poliuretano 4,6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300526	01 cateter em poliuretano 5 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300626	01 cateter em poliuretano 6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302026	01 cateter em poliuretano 7 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300826	01 cateter em poliuretano 8 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.

