

Cateter Ureteral

Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a drenagem de urina no ureter, para a instilação de contraste em técnicas radiológicas intervencionistas para diagnósticos por imagem do trato urinário.

Fabricado em PVC, graduado, radiopaco, com conector, disponível nos tamanhos 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 e 10 Fr, com comprimento de 70 cm. Possui extremidade distal aberta, aberta flexível, afunilada com um orifício lateral e cônica.



Cateter Ureteral

Well Lead

PONTA ABERTA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A040411	04 Fr x 70 cm
U06A040511	05 Fr x 70 cm
U06A040611	06 Fr x 70 cm
U06A040711	07 Fr x 70 cm
U06A040811	08 Fr x 70 cm

PONTA AFUNILADA E UM ORIFÍCIO LATERAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A070411	04 Fr x 70 cm
U06A070511	05 Fr x 70 cm
U06A070611	06 Fr x 70 cm
U06A070711	07 Fr x 70 cm
U06A070811	08 Fr x 70 cm

PONTA ABERTA FLEXÍVEL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A050411	04 Fr 70 cm
U06A050511	05 Fr 70 cm
U06A050611	06 Fr 70 cm
U06A050711	07 Fr 70 cm
U06A050811	08 Fr 70 cm

PONTA CÔNICA

CÓDIGO	TAMANHO
U06A080111	04.8/8 Fr x 70 cm
U06A080211	06/10 Fr x 70 cm

