

Conjunto de Dilatadores

para Cateter Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a dilatação na nefrostomia percutânea.

O sistema é composto por 6 dilatadores, fabricados em Polietileno, radiopacos para fornecer uma visualização melhor durante o processo de inserção. Ponta afunilada, utilizando uma sequência de dilatadores que variam em tamanho, começando pelo dilatador de diâmetro menor e progredindo gradualmente até o de diâmetro maior, buscando expandir o lúmen da nefrostomia. Além disso, o sistema também inclui dois introdutores do tipo Peel away.



Conjunto de Dilatadores

para Cateter Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U03A020110	06 Dilatadores, sendo: 08, 10, 12, 14, 16, 18Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 16, 18Fr x 18,5 cm.
U03A020210	06 Dilatadores, sendo: 10, 12, 14, 16, 18, 20Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 18, 20Fr x 18,5 cm.
U03A020310	06 Dilatadores, sendo: 12, 14, 16, 18, 20, 22Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 20, 22Fr x 18,5 cm.
U03A020410	06 Dilatadores, sendo: 14, 16, 18, 20, 22, 24Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 22, 24Fr x 18,5 cm.

