

Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

Fabricado em Nitinol, a extremidade distal do fio em platina internamente e em poliuretano externamente, para melhorar a flexibilidade. A ponta é flexível angulada, reta ou em formato de jota. Biocompatível, radiopaco, com revestimento em polímero hidrofílico que permite ao fio deslizar-se com facilidade através de instrumentos e cateteres não vasculares.



Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

CÓDIGO	DIMENSÕES DO GUIA	PONTA	DIMENSÕES DA PONTA
TG181503T-MA	0.018" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG181503T-TJ	0.018" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG211503T-MA	0.021" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG211503T-TJ	0.021" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG251503T-MA	0.025" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG251503T-TJ	0.025" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG251503T-1.5J	0.025" x 150 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG251503T-3J	0.025" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG321503T-MA	0.032" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG321505T-MA	0.032" x 150 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG321503T-TJ	0.032" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG321503T-1.5J	0.032" x 150 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG321503T-3J	0.032" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351503T-MA	0.035" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG351505T-MA	0.035" x 150 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG351503T-TJ	0.035" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351503T-1.5J	0.035" x 150 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG351503T-3J	0.035" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351503T-MA-H	0.035" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG351505T-MA-H	0.035" x 150 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG351503T-TJ-H	0.035" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351503T-1.5J-H	0.035" x 150 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG351503T-3J-H	0.035" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG381503T-MA	0.038" x 150 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG381505T-MA	0.038" x 150 cm	Angulada	3 mm x 5 mm



Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

CÓDIGO	DIMENSÕES DO GUIA	PONTA	DIMENSÕES DA PONTA
TG381503T-TJ	0.038" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG381503T-1.5J	0.038" x 150 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG381503T-3J	0.038" x 150 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG251803T-MA	0.025" x 180 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG251803T-TJ	0.025" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG251803T-1.5J	0.025" x 180 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG251803T-3J	0.025" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG252003T-MA	0.025" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG252003T-TJ	0.025" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG252003T-1.5J	0.025" x 200 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG252003T-3J	0.025" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG252203T-MA	0.025" x 220 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG252203T-TJ	0.025" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG252203T-1.5J	0.025" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG252203T-3J	0.025" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG321803T-MA	0.032" x 180 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG321805T-MA	0.032" x 180 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG321803T-TJ	0.032" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG321803T-1.5J	0.032" x 180 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG321803T-3J	0.032" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG322003T-MA	0.032" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG322005T-MA	0.032" x 200 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG322003T-TJ	0.032" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG322003T-1.5J	0.032" x 200 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG322003T-3J	0.032" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm



Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

CÓDIGO	DIMENSÕES DO GUIA	PONTA	DIMENSÕES DA PONTA
TG322203T-MA	0.032" x 220 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG322205T-MA	0.032" x 220 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG322203T-TJ	0.032" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG322203T-1.5J	0.032" x 220 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG322203T-3J	0.032" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351803T-MA	0.035" x 180 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG351805T-MA	0.035" x 180 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG351803T-TJ	0.035" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351803T-1.5J	0.035" x 180 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG351803T-3J	0.035" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352003T-MA	0.035" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG352005T-MA	0.035" x 200 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG352003T-TJ	0.035" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352003T-1.5J	0.035" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352003T-3J	0.035" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352203T-MA	0.035" x 220 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG352205T-MA	0.035" x 220 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG352203T-TJ	0.035" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352203T-1.5J	0.035" x 220 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG352203T-3J	0.035" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351803T-MA-H	0.035" x 180 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG351805T-MA-H	0.035" x 180 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG351803T-TJ-H	0.035" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG351803T-1.5J-H	0.035" x 180 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG351803T-3J-H	0.035" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm



Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

CÓDIGO	DIMENSÕES DO GUIA	PONTA	DIMENSÕES DA PONTA
TG352003T-MA-	0.035" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG352005T-MA-H	0.035" x 200 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG352003T-TJ-H	0.035" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352003T-1.5J-H	0.035" x 200 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG352003T-3J-H	0.035" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352203T-MA-H	0.035" x 220 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG352205T-MA-H	0.035" x 220 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG352203T-TJ-H	0.035" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG352203T-1.5J-H	0.035" x 220 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG352203T-3J-H	0.035" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG381803T-MA	0.038" x 180 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG381805T-MA	0.038" x 180 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG381803T-TJ	0.038" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG381803T-1.5J	0.038" x 180 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG381803T-3J	0.038" x 180 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG382003T-MA	0.038" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG382003T-MA	0.038" x 200 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG382005T-MA	0.038" x 200 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG382003T-TJ	0.038" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG382003T-1.5J	0.038" x 200 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm
TG382003T-3J	0.038" x 200 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG382203T-MA	0.038" x 220 cm	Angulada	3 mm x 3 mm
TG382205T-MA	0.038" x 220 cm	Angulada	3 mm x 5 mm
TG382203T-TJ	0.038" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG382203T-1.5J	0.038" x 220 cm	Jota	1,5 mm x 3 mm



Fio Guia Hidrofílico

em Nitinol Easy-Wire

CÓDIGO	DIMENSÕES DO GUIA	PONTA	DIMENSÕES DA PONTA
TG382203T-3J	0.038" x 220 cm	Jota	3 mm x 3 mm
TG181503T-ST	0.018" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm
TG211503T-ST	0.021" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm
TG251503T-ST	0.025" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm
TG321503T-ST	0.032" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm
TG351503T-ST	0.035" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm
TG351505T-ST	0.035" x 150 cm	Reta	5 mm x 3 mm
TG351503T-ST-H	0.035" x 150 cm	Reta	3 mm x 5 mm
TG351505T-ST-H	0.035" x 150 cm	Reta	5 mm x 5 mm
TG381503T-ST	0.038" x 150 cm	Reta	3 mm x 3 mm

