

Fio Guia Hidrofílico

Tianck Medical

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

Possui haste em Nitinol, um material que contém a capacidade de recuperar a forma original mesmo após sofrer deformações, tubo externo em poliuretano termoplástico, revestido em PVP, substância que proporciona a característica hidrofílica ao fio, permitindo-o deslizar com facilidade através de instrumentos e cateteres de uso não vascular. Possui ponta radiopaca disponível nos modelos reta ou em jota.



Fio Guia Hidrofílico

Tianck Medical

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155024	0.025	150
155026	0.025	180
156024	0.028	150
156026	0.028	180
157024	0.032	150
157026	0.032	180
158024	0.035	150
158026	0.035	180
159024	0.038	150
159026	0.038	180

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL EM JOTA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155023	0.025	150
155025	0.025	180
156023	0.028	150
156025	0.028	180
157023	0.032	150
157025	0.032	180
158023	0.035	150
158025	0.035	180
159023	0.038	150
159025	0.038	180

