


Fio Guia Teflonado

Tianck Medical

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

Fabricado em aço inoxidável e revestido em PTFE, uma substância que oferece uma passagem suave do fio pelo canal de trabalho ou cateter. Possui ponta radiopaca disponível nos modelos reta ou em joga.



Fio Guia Teflonado

Tianck Medical

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155038	0.025	150
155040	0.025	180
155042	0.025	260
157038	0.032	150
157040	0.032	180
157042	0.032	260
158038	0.035	150
158040	0.035	180
158042	0.035	260
159038	0.038	150
159040	0.038	180
159042	0.038	260

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL EM JOTA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155037	0.025	150
155039	0.025	180
155041	0.025	260
157037	0.032	150
157039	0.032	180
157041	0.032	260
158037	0.035	150
158039	0.035	180
158041	0.035	260
159037	0.038	150
159039	0.025	180
159041	0.025	260

