


Guia Metálico

para Introdução de Cateteres Multiflex

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos.

Fabricado em aço inoxidável AISI 304, com revestimento em PTFE, substância que proporciona suavidade do fio ao passar pelo canal de trabalho ou cateter. Extremidade distal fabricada em Nitinol com revestimento em polímero hidrofílico. Disponível nos modelos com ponta reta ou em jota.



Guia Metálico

para Introdução de Cateteres Multiflex

PONTA RETA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2714	Guia metálico para introdução de cateteres, fabricado em aço inoxidável AISI 304 e revestido em PTFE, 0.035"x 150 cm, com extremidade distal reta com 05 cm de comprimento fabricada em Nitinol e revestimento hidrofílico.

PONTA EM JOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2716	Guia metálico para introdução de cateteres, fabricado em aço inoxidável AISI 304 e revestido em PTFE, 0.035"x 150 cm, com extremidade distal em jota com 05 cm de comprimento fabricada em Nitinol e revestimento hidrofílico.

