

Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter

Informações técnicas:

Indicado para acessar o trato urinário em procedimentos endoscópicos urológicos, facilitando a passagem de endoscópios e outros instrumentos. Além de proporcionar dilatação ureteral e um canal de trabalho contínuo.

Fabricado em mola de aço inoxidável, radiopaco, revestido externamente em PEBAX e PTFE internamente. Com obturador e ponta afunilada para facilitar a introdução. Com conector disponível nos tamanhos: 8, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 Fr de diâmetro interno, com comprimentos de 130, 200, 280, 350, 450 e 550 mm.



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
UAS01	2,75mm (8Fr)	3,33	130
UAS02	2,75mm (8Fr)	3,33	200
UAS03	2,75mm (8Fr)	3,33	280
UAS04	2,75mm (8Fr)	3,33	350
UAS05	2,75mm (8Fr)	3,33	450
UAS06	2,75mm (8Fr)	3,33	550
UAS07	3,2mm (9,5Fr)	3,80	130
UAS08	3,2mm (9,5Fr)	3,80	200
UAS09	3,2mm (9,5Fr)	3,80	280
UAS10	3,2mm (9,5Fr)	3,80	350
UAS11	3,2mm (9,5Fr)	3,80	450
UAS12	3,2mm (9,5Fr)	3,80	550
UAS13	3,3mm (10Fr)	4,00	130
UAS14	3,3mm (10Fr)	4,00	200
UAS15	3,3mm (10Fr)	4,00	280
UAS16	3,3mm (10Fr)	4,00	350
UAS17	3,3mm (10Fr)	4,00	450
UAS18	3,3mm (10Fr)	4,00	550
UAS19	3,65mm (11Fr)	4,30	130
UAS20	3,65mm (11Fr)	4,30	200
UAS21	3,65mm (11Fr)	4,30	280
UAS22	3,65mm (11Fr)	4,30	350
UAS23	3,65mm (11Fr)	4,30	450
UAS24	3,65mm (11Fr)	4,30	550
UAS25	4,05mm (12Fr)	4,70	130



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
UAS26	4,05mm (12Fr)	4,70	200
UAS27	4,05mm (12Fr)	4,70	280
UAS28	4,05mm (12Fr)	4,70	350
UAS29	4,05mm (12Fr)	4,70	450
UAS30	4,05mm (12Fr)	4,70	550
UAS31	4,35mm (13Fr)	5,00	130
UAS32	4,35mm (13Fr)	5,00	200
UAS33	4,35mm (13Fr)	5,00	280
UAS34	4,35mm (13Fr)	5,00	350
UAS35	4,35mm (13Fr)	5,00	450
UAS36	4,35mm (13Fr)	5,00	550
UAS37	4,7mm (14Fr)	5,35	130
UAS38	4,7mm (14Fr)	5,35	200
UAS39	4,7mm (14Fr)	5,35	280
UAS40	4,7mm (14Fr)	5,35	350
UAS41	4,7mm (14Fr)	5,35	450
UAS42	4,7mm (14Fr)	5,35	550
UAS43	5,4mm (16Fr)	6,05	130
UAS44	5,4mm (16Fr)	6,05	200
UAS45	5,4mm (16Fr)	6,05	280
UAS46	5,4mm (16Fr)	6,05	350
UAS47	5,4mm (16Fr)	6,05	450
UAS48	5,4mm (16Fr)	6,05	550
UAS24	3,65mm (11Fr)	4,30	550
UAS25	4,05mm (12Fr)	4,70	130

