


Introdutor Ureteral

sem Válvula Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para acessar o trato urinário em procedimentos endoscópicos urológicos, facilitando a passagem de endoscópios e outros instrumento. Além de proporcionar dilatação ureteral e um canal de trabalho contínuo.

Fabricado em mola de aço inoxidável, radiopaco, revestido externamente em poliamida e hidrofílico internamente. Com obturador e ponta afunilada para facilitar a introdução. Com conector disponível em três tamanhos diferentes, 10, 12 e 14 Fr, com comprimentos de 20, 28, 35, 45 e 55 cm.



Introdutor Ureteral

sem Válvula Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U03B011020	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento; 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada.
U03B011028	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011035	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 40 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011045	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011055	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011220	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011228	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011235	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 40 de comprimento, ponta afunilada
U03B011245	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011255	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011420	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011428	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011435	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 40 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011445	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011455	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada

