

Sistema de Cateter

para Cistostomia Fortune

Informações técnicas:

Indicado para o tratamento da obstrução da bexiga, distúrbios neurológicos da micção, cirurgia de bexiga ou de uretra, controle específico da micção, inflamação e/ou distúrbios da próstata /uretra, priapismo.

Fabricado em silicone puro macio, radiopaco, com balão integrado em sua extremidade distal, extremidade distal aberta reta, com orifícios laterais. Acompanha tampa protetora, cânula de punção Peel away, para a implantação percutânea e uma pinça. O balão integrado cria uma superfície lisa, completa e macia, reduzindo a fricção na cânula de punção, o trauma, o desconforto na introdução/retirada da sonda e o acúmulo de sedimento ao redor do balão.

O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato) e BPA(Bisfenol A).



Sistema de Cateter

para Cistostomia Fortune

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4890-9212	01 cateter para cistostomia em silicone 12 Fr x 420 mm de comprimento; 01 balão de 05 a 10ml com ponta reta, com cânula de punção Peel away de 13 Fr; 01 pinça; 01 tampa protetora de cateter.
4890-9214	01 cateter para cistostomia em silicone 14 Fr x 420 mm de comprimento; 01 balão de 05 a 10ml com ponta reta, com cânula de punção Peel away de 15 Fr; 01 pinça; 01 tampa protetora de cateter.

