


Sistema de Dilatadores Renais

Amplatz

Informações técnicas:

Indicado para uso em dilatação progressiva do trato urinário na nefrostomia percutânea. É utilizado para estabelecer um canal durante os procedimentos endoscópicos urológicos para facilitar a passagem dos endoscópios e outros instrumentos.

O sistema é composto por 12 tubos dilatadores, projetados com elementos radiopacos para fornecer uma visualização melhor durante o processo de inserção, sendo 6 dilatadores faciais e 6 dilatadores renais, um cateter introdutor e 4 bainhas Amplatz.



Sistema de Dilatadores Renais

Amplatz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SDRAP	Dilatadores Faciais, de 8, 10, 12, 14, 16 e 18 Fr com 20cm de comprimento; Dilatadores Renais, de 20, 24, 26, 28 e 30 Fr com 30 cm de comprimento; 01 Cateter introdutor para dilatadores, de 8 FR x 70 cm; Bainha Amplatz de 17 cm de comprimento para dilatarores de 24, 26, 28 e 30 Fr.

