


Válvula de Drenagem Externa

Uromed

Informações técnicas:

Indicada para controle do fluxo de drenagem urinária.

Fabricada em ABS Lustran, possui uma conexão universal para sistemas de drenagem em silicone. Formato ergonômico, é móvel, leve, macia. Além disso, possui um dispositivo de controle do fluxo de drenagem, que pode ser manipulado facilmente com apenas uma das mãos.



Válvula de Drenagem Externa

Uromed

CÓDIGO	MODELO
1501.	Válvula para drenagem externa Uromed