



Afastador Descartável

para Acessos em Procedimentos Endoscópicos Lapshield

Informações técnicas:

Indicado para acesso em procedimentos endoscópicos minilaparoscópicos oferece ampla exposição com incisões mínimas e proteção contra contaminação da ferida cirúrgica durante o procedimento.

O afastador descartável é composto por um anel externo verde e um interno azul, em poliuretano, flexíveis, com o mesmo diâmetro, conectados por uma manga de filme em poliuretano termoplástico e um anel de encaixe em ABS Lustran.

- A configuração semicircular em 360° do anel cria uma força de torção com o objetivo de manter expansão adequada da ferida após a sua instalação;
- O anel de encaixe facilita o acesso à ferida cirúrgica;
- Acompanha marcador graduado em centímetros.





Afastador Descartável

para Acessos em Procedimentos Endoscópicos Lapshield

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
WR-30US	Afastador descartável para incisões de 10 a 20 mm.
WR-60ES	Afastador descartável para incisões de 20 a 40 mm.
WR-80S	Afastador descartável para incisões de 30 a 60 mm.
WR-110M	Afastador descartável para incisões de 50 a 90 mm.
WR-160L	Afastador descartável para incisões de 90 a 140 mm.
WR-190EL	Afastador descartável para incisões de 110 a 170 mm.

