



Cânula de Verres

Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para aspiração e infusão peritoneal, segundo técnica de Verres. Utilizada para criar o pneumoperitônio por meio da insuflação de gás na cavidade abdominal, visando proporcionar um campo cirúrgico mais adequado para a realização de procedimentos por videolaparoscopia e para drenagem de líquido na cavidade peritoneal.

Possui mandril retrátil com ponta atraumática em três modelos diferentes, indicador visual da posição do mandril, empunhadura ergonômica, válvula de abertura e fechamento, conector luer lock e uma torneira de três vias em sua extremidade proximal. Disponível nos modelos com janela e um orifício a 180 graus, com três janelas e um orifício a 120 graus e sem janela e dois orifícios a 180 graus.





Cânula de Verres

Biomedical

MODELO COM JANELA E UM ORIFÍCIO A 180 GRAUS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OAVAQ1410	14G	10 cm
OAVAQ1416	14G	16 cm
OAVAQ14120	14G	12 cm
OAVAQ15120	15G	12 cm
OAVAQ16120	16G	12 cm

MODELO COM TRÊS JANELAS E UM ORIFÍCIO A 120 GRAUS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OAVBQ1410	14G	10 cm
OAVBQ1416	14G	16 cm
OAVBQ14120	14G	12 cm
OAVBQ15120	15G	12 cm
OAVBQ16120	16G	12 cm

MODELO SEM JANELA E DOIS ORIFÍCIOS A 180 GRAUS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OAVCQ1410	14G	10 cm
OAVCQ1416	14G	16 cm
OAVCQ14120	14G	12 cm
OAVCQ15120	15G	12 cm
OAVCQ16120	16G	12 cm

