



Pinça Endoscópica

Descartável Safegrab Lagis

Informações técnicas:

Indicada para preensão ou dissecação em procedimentos endoscópicos.

A pinça é revestida em sulfato de polifenileno, que garante isolamento elétrico. Possui diâmetro externo de 5 mm e comprimentos variando entre 330 e 450 mm. As pontas são fenestradas, atraumáticas e incluem os modelos Endo-Clinch, "Croce-Olmi" e Babcock, medindo 17 mm de comprimento. Possui trava de preensão e posicionador da ponta, permitindo sua rotação completa de 360°.





Pinça Endoscópica

Descartável Safegrab Lagis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DI-5716-33D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 330mm de comprimento, ponta fenestrada.
DI-5716-45D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 450mm de comprimento, ponta fenestrada.
DI-5731-33D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 330mm de comprimento, ponta atraumática.
DI-5731-45D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 450mm de comprimento, ponta atraumática.
DI-5670-33D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 330mm de comprimento, ponta de apreensão "Endo- Clinch".
DI-5670-45D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 450mm de comprimento, ponta de apreensão "Endo- Clinch".
DI-5719-33D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 330mm de comprimento, ponta atraumática, fenestrada, curva "Croce Olmi".
DI-5901-33D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 330mm de comprimento, ponta "Babcock".
DI-5901-45D	Pinça endoscópica descartável, em aço inoxidável 316L, revestida em sulfato de polifenileno, anel de rotação 360°. Possui 5mm de diâmetro externo x 450mm de comprimento, ponta "Babcock".

