

Cânula para Punção de Reservatório

com Extensão em PU Isomed

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 18 cm de comprimento, é fabricada em Poliuretano (PU) e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada em poliacetal.



Cânula para Punção de Reservatório

com Extensão em PU Isomed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
LR1915PU	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
LR1920PU	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
LR1925PU	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
LR1932PU	Cânula para punção de reservatório	19G	32 mm
LR1938PU	Cânula para punção de reservatório	19G	38 mm
LR2015PU	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
LR2020PU	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
LR2025PU	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
LR2032PU	Cânula para punção de reservatório	20G	32 mm
LR2038PU	Cânula para punção de reservatório	20G	38 mm
LR2215PU	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
LR2220PU	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
LR2225PU	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm
LR2232PU	Cânula para punção de reservatório	22G	32 mm
LR2238PU	Cânula para punção de reservatório	22G	38 mm

