



Bomba de Infusão Intravenosa

Elastomérica CS Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão.

Projetada para uso ambulatorial, descartável, com um reservatório balão em silicone e uma extensão que se liga a um cateter. O infusor possui conexão Luer Lock, taxa de fluxo pré-determinada pelo fabricante, pinça, filtro de ar e uma válvula irreversível que previne o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido. Os volumes da bomba são 100, 200 e 275 ml e o fluxo da solução de 2, 3, 4 e 5 ml/h.





Bomba de Infusão Intravenosa

Elastomérica CS Medical

CÓDIGO	VOLUME	TAXA DE FLUXO NOMINAL
CBI-M100-2	100 ml	2 ml/h
CBI-M100-3	100 ml	3 ml/h
CBI-M100-4	100 ml	4 ml/h
CBI-M100-5	100 ml	5 ml/h
CBI-M200-2	200 ml	2 ml/h
CBI-M200-3	200 ml	3 ml/h
CBI-M200-4	200 ml	4 ml/h
CBI-M200-5	200 ml	5 ml/h
CBI-M275-2	275ml	2 ml/h
CBI-M275-3	275ml	3 ml/h
CBI-M275-4	275ml	4 ml/h
CBI-M275-5	275ml	5 ml/h

