



Cânula para Punção

de Reservatório com Dispositivo de Segurança Medika

Informações técnicas:

Indicada para a punção do reservatório do cateter totalmente implantável, para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, a técnica preserva a rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocar regularmente os cateteres periféricos.

A cânula é fabricada em aço inoxidável AISI 304, com um ângulo tangencial, disponível nos tamanhos 19, 20 e 22G x 19, 25 e 38 mm. A extensão de 20 cm, conectada à cânula, é fabricada em PVC transparente, livre de DEHP e PHT, a pinça é fabricada em polioximetileno acetal (POM).

A cânula possui dispositivo de segurança em conformidade com a NR 32. Após o uso da cânula, esse dispositivo é ativado, levantando a base da fixação e retraindo a própria cânula. Isso garante a proteção do operador contra traumas causados pela ponta perfurante da cânula.





Cânula para Punção

de Reservatório com Dispositivo de Segurança Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO (GAUGE)	COMPRIMENTO
95000	19G	15 mm
95001	19G	25 mm
95002	19G	19 mm
95009	20G	15 mm
95003	20G	25 mm
95004	20G	19 mm
95005	20G	38 mm
95010	22G	15 mm
95006	22G	25 mm
95007	22G	19 mm
95008	22G	38 mm

