



Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas removíveis fabricadas em PVC, que permitem uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 20 cm de comprimento, é fabricada em poliuretano e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada de polipropileno de alta densidade.

Asa removível





Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
GN1915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
GN1920	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
GN1925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
GN2015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
GN2020	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
GN2025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
GN2215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
GN2220	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
GN2225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm

