



Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip Safe

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, a cânula possui uma base de sustentação para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A base é fabricada em poliestireno e elastômero termoplástico. A extensão, com 18 cm de comprimento, é fabricada em poliuretano e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada em polipropileno de alta densidade.

A cânula possui um dispositivo de segurança, que permite ser operado apenas com uma mão, em conformidade com a NR 32. Isso garante a proteção do operador contra traumas causados pela ponta perfurante da cânula.





Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip Safe

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
GNSM1915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
GNSM1920	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
GNSM1925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
GNSM1932	Cânula para punção de reservatório	19G	32 mm
GNSM1938	Cânula para punção de reservatório	19G	38 mm
GNSM2015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
GNSM2020	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
GNSM2025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
GNSM2032	Cânula para punção de reservatório	20G	32 mm
GNSM2038	Cânula para punção de reservatório	20G	38 mm
GNSM2215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
GNSM2220	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
GNSM2225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm
GNSM2232	Cânula para punção de reservatório	22G	32 mm
GNSM2238	Cânula para punção de reservatório	22G	38 mm

