




Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

Informações técnicas:

Projetado para conexão segura a frascos de 13 mm, 20 mm, 28 mm e 32 mm de diâmetro, o adaptador para frascos integra o sistema CSTD, garantindo transferência segura durante a reconstituição e manipulação de medicamentos perigosos. Hermético, à prova de vazamentos, contribui para a proteção do profissional e do ambiente.





Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VA1301	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 13 mm;
VA2001	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 20 mm;
VA2801	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 28 mm;
VA3201	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 32 mm;

