



Adaptador spike para



sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

Informações técnicas:

Indicado como acessório do sistema fechado CSTD, o adaptador spike é utilizado na preparação e transferência segura de medicamentos para bolsas de solução.

Compatível com bolsas de soro, o dispositivo é hermético, à prova de vazamentos, reduzindo a exposição a vapores e aerossóis.

Disponível em versões com ou sem elemento de vedação no plug.





Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SA0201	01 Adaptador spike com tampa de proteção, componente de vedação e plug de borracha sintética;
SA0205	01 Adaptador spike com tampa de proteção, componente de vedação e plug de borracha sintética com componente de vedação.

