

A photograph of a surgeon in a blue surgical cap and mask, looking down at a patient in an operating room. The surgeon is wearing blue scrubs and white gloves. The background shows surgical lights and a sterile environment. The image has a blue tint.

medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE
ANESTESIOLOGIA

Cânula de Estimulação


e Bloqueio Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervos periféricos através da estimulação e localização de nervos, gânglios e plexos nervosos, para analgesia e bloqueio farmacológico.

Fabricada em aço inoxidável isolada eletricamente através de revestimento em Teflon, nos modelos Chiba, trifacetada, Thuoy, pencil e Quincke, com 16 e 30° de angulação, empunhadura ergonômica, com fio de eletrocondução de 50 cm para conexão ao eletroneuroestimulador, pino universal com isolamento, extensão para infusão de anestésico em polietileno translúcido, desconectável, com conector luer lock.

- A cânula proporciona uma boa visibilidade, requisito essencial para um procedimento seguro.



Dispositivo de segurança para descarte da cânula



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEQ21070	21 G	70 mm
0AEQ21090	21 G	90 mm
0AEQ21100	21 G	100 mm
0AEQ21120	21 G	120 mm
0AEQ21150	21 G	150 mm
0AEQ22050	22 G	50 mm
0AEQ22070	22 G	70 mm
0AEQ22100	22 G	100 mm
0AEQ22120	22 G	120 mm
0AEQ22150	22 G	150 mm
0AEQ23050	23 G	50 mm
0AEQ23070	23 G	70 mm
0AEQ23100	23 G	100 mm
0AEQ24025	24 G	25 mm
0AEQ24035	24 G	35 mm
0AEQ24050	24 G	50 mm
0AEQ25025	25 G	25 mm
0AEQ25035	25 G	35 mm
0AEQ25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEQ21070-01	21 G	70 mm
0AEQ21090-01	21 G	90 mm
0AEQ21100-01	21 G	100 mm
0AEQ21120-01	21 G	120 mm
0AEQ21150-01	21 G	150 mm
0AEQ22050-01	22 G	50 mm
0AEQ22070-01	22 G	70 mm
0AEQ22100-01	22 G	100 mm
0AEQ22120-01	22 G	120 mm
0AEQ22150-01	22 G	150 mm
0AEQ23050-01	23 G	50 mm
0AEQ23070-01	23 G	70 mm
0AEQ23100-01	23 G	100 mm
0AEQ24025-01	24 G	25 mm
0AEQ24035-01	24 G	35 mm
0AEQ24050-01	24 G	50 mm
0AEQ25025-01	25 G	25 mm
0AEQ25035-01	25 G	35 mm
0AEQ25050-01	25 G	50 mm

Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AET COM PONTA TRIFACETADA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AET21070	21 G	70 mm
0AET21090	21 G	90 mm
0AET21100	21 G	100 mm
0AET21120	21 G	120 mm
0AET21150	21 G	150 mm
0AET22050	22 G	50 mm
0AET22070	22 G	70 mm
0AET22100	22 G	100 mm
0AET22120	22 G	120 mm
0AET22150	22 G	150 mm
0AET23050	23 G	50 mm
0AET23070	23 G	70 mm
0AET23100	23 G	100 mm
0AET24025	24 G	25 mm
0AET24035	24 G	35 mm
0AET24050	24 G	50 mm
0AET25025	25 G	25 mm
0AET25035	25 G	35 mm
0AET25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEC COM PONTA CHIBA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEC21070	21 G	70 mm
0AEC21090	21 G	90 mm
0AEC21100	21 G	100 mm
0AEC21120	21 G	120 mm
0AEC21150	21 G	150 mm
0AEC22050	22 G	50 mm
0AEC22070	22 G	70 mm
0AEC22100	22 G	100 mm
0AEC22120	22 G	120 mm
0AEC22150	22 G	150 mm
0AEC23050	23 G	50 mm
0AEC23070	23 G	70 mm
0AEC23100	23 G	100 mm
0AEC24025	24 G	25 mm
0AEC24035	24 G	35 mm
0AEC24050	24 G	50 mm
0AEC25025	25 G	25 mm
0AEC25035	25 G	35 mm
0AEC25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEY COM PONTA THUOY

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEY21070	21 G	70 mm
0AEY21090	21 G	90 mm
0AEY21100	21 G	100 mm
0AEY21120	21 G	120 mm
0AEY21150	21 G	150 mm
0AEY22050	22 G	50 mm
0AEY22070	22 G	70 mm
0AEY22100	22 G	100 mm
0AEY22120	22 G	120 mm
0AEY22150	22 G	150 mm
0AEY23050	23 G	50 mm
0AEY23070	23 G	70 mm
0AEY23100	23 G	100 mm
0AEY24025	24 G	25 mm
0AEY24035	24 G	35 mm
0AEY24050	24 G	50 mm
0AEY25025	25 G	25 mm
0AEY25035	25 G	35 mm
0AEY25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEP COM PONTA PENCIL

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEP21070	21 G	70 mm
0AEP21090	21 G	90 mm
0AEP21100	21 G	100 mm
0AEP21120	21 G	120 mm
0AEP21150	21 G	150 mm
0AEP22050	22 G	50 mm
0AEP22070	22 G	70 mm
0AEP22100	22 G	100 mm
0AEP22120	22 G	120 mm
0AEP22150	22 G	150 mm
0AEP23050	23 G	50 mm
0AEP23070	23 G	70 mm
0AEP23100	23 G	100 mm
0AEP24025	24 G	25 mm
0AEP24035	24 G	35 mm
0AEP24050	24 G	50 mm
0AEP25025	25 G	25 mm
0AEP25035	25 G	35 mm
0AEP25050	25 G	50 mm



Cânula para Bloqueio


de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervo periférico, guiada por ultrassom.

Fabricada em aço inoxidável, revestida em Teflon em toda a sua superfície, que proporciona características ecogênicas, com ponta Quincke a 16° ou 30° de angulação, disponível nos tamanhos 21 a 25 G, por 25 a 150 mm, com extensão em PVC com 51 cm de comprimento, 2,5 mm de diâmetro e conector luer lock.

- Possui boa visibilidade em toda a sua superfície, reduzindo riscos relacionados a punções vasculares, traumas às raízes dos nervos e baixa difusão de anestésicos na estrutura de escolha.



Dispositivo de
segurança para
descarte da cânula



Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO 0MEP: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0MEP21070	21 G	70 mm
0MEP21090	21 G	90 mm
0MEP21100	21 G	100 mm
0MEP21120	21 G	120 mm
0MEP21150	21 G	150 mm
0MEP22050	22 G	50 mm
0MEP22070	22 G	70 mm
0MEP22100	22 G	100 mm
0MEP22120	22 G	120 mm
0MEP22150	22 G	150 mm
0MEP23050	23 G	50 mm
0MEP23070	23 G	70 mm
0MEP23100	23 G	100 mm
0MEP24025	24 G	25 mm
0MEP24035	24 G	35 mm
0MEP24050	24 G	50 mm
0MEP25025	25 G	25 mm
0MEP25035	25 G	35 mm
0MEP25050	25 G	50 mm

Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO 0MEP-01: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0MEP21070-01	21 G	70 mm
0MEP21090-01	21 G	90 mm
0MEP21100-01	21 G	100 mm
0MEP21120-01	21 G	120 mm
0MEP21150-01	21 G	150 mm
0MEP22050-01	22 G	50 mm
0MEP22070-01	22 G	70 mm
0MEP22100-01	22 G	100 mm
0MEP22120-01	22 G	120 mm
0MEP22150-01	22 G	150 mm
0MEP23050-01	23 G	50 mm
0MEP23070-01	23 G	70 mm
0MEP23100-01	23 G	100 mm
0MEP24025-01	24 G	25 mm
0MEP24035-01	24 G	35 mm
0MEP24050-01	24 G	50 mm
0MEP25025-01	25 G	25 mm
0MEP25035-01	25 G	35 mm
0MEP25050-01	25 G	50 mm

Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical


Informações técnicas:

Indicada para administração de anestésicos e analgésicos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão, possui um dispositivo PCA que permite ao paciente a administração de anestésicos e analgésicos através da injeção em bolus.

A bomba de infusão com seletor de fluxo e PCA Fert Medical é uma bomba de infusão ambulatorial descartável, com um reservatório balão em silicone, protegido por um reservatório externo em ABS e uma extensão que se liga a um cateter.

A taxa de fluxo pode ser selecionada através de um seletor de fluxo com diversas taxas de fluxo nominal em ml/h, tais como, 1/2/3/4/5/6/7; 2/4/6/8/10/12/14 e 5/10/15/20/25/30/35 ml/h, que é selecionado a partir de uma chave hexagonal, parte integrante deste produto.

- Os volumes da bomba são: 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml.



Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO A SER SELECIONADO (ML/H)	BOLUS (ML/MIN)
U06030185I	60	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U06030181I	60	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U10030185I	100	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U10030181I	100	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U15030185I	150	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U15030181I	150	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U20030185I	200	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U20030181I	200	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U25030185I	250	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U25030181I	250	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U27530185I	275	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U27530181I	275	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U06030285I	60	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U06030281I	60	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U10030285I	100	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U10030281I	100	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U15030285I	150	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U15030281I	150	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U20030285I	200	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U20030281I	200	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15



Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO A SER SELECIONADO (ML/H)	BOLUS (ML/MIN)
U25030285 I	250	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U25030281 I	250	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U27530285 I	275	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U27530281 I	275	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U06030685 I	60	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U06030681 I	60	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U10030685 I	100	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U10030681 I	100	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U15030685 I	150	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U15030681 I	150	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U20030685 I	200	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U20030681 I	200	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U25030685 I	250	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U25030681 I	250	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U27530685 I	275	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U27530681 I	275	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15





www.medika.com.br