



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE
ANESTESIOLOGIA

Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervos periféricos através da estimulação e localização de nervos, gânglios e plexos nervosos, para analgesia e bloqueio farmacológico.

Fabricada em aço inoxidável isolada eletricamente através de revestimento em Teflon, nos modelos Chiba, trifacetada, Thuoy, pencil e Quincke, com 16 e 30° de angulação, empunhadura ergonômica, com fio de eletrocondução de 50 cm para conexão ao eletroneuroestimulador, pino universal com isolamento, extensão para infusão de anestésico em polietileno translúcido, desconectável, com conector luer lock.

A cânula proporciona uma boa visibilidade, requisito essencial para um procedimento seguro.



Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





MODELO OAEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEQ21070	21 G	70 mm
OAEQ21090	21 G	90 mm
OAEQ21100	21 G	100 mm
OAEQ21120	21 G	120 mm
OAEQ21150	21 G	150 mm
OAEQ22050	22 G	50 mm
OAEQ22070	22 G	70 mm
OAEQ22100	22 G	100 mm
OAEQ22120	22 G	120 mm
OAEQ22150	22 G	150 mm
OAEQ23050	23 G	50 mm
OAEQ23070	23 G	70 mm
OAEQ23100	23 G	100 mm
OAEQ24025	24 G	25 mm
OAEQ24035	24 G	35 mm
OAEQ24050	24 G	50 mm
OAEQ25025	25 G	25 mm
OAEQ25035	25 G	35 mm
OAEQ25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEQ21070-01	21 G	70 mm
OAEQ21090-01	21 G	90 mm
OAEQ21100-01	21 G	100 mm
OAEQ21120-01	21 G	120 mm
OAEQ21150-01	21 G	150 mm
OAEQ22050-01	22 G	50 mm
OAEQ22070-01	22 G	70 mm
OAEQ22100-01	22 G	100 mm
OAEQ22120-01	22 G	120 mm
OAEQ22150-01	22 G	150 mm
OAEQ23050-01	23 G	50 mm
OAEQ23070-01	23 G	70 mm
OAEQ23100-01	23 G	100 mm
OAEQ24025-01	24 G	25 mm
OAEQ24035-01	24 G	35 mm
OAEQ24050-01	24 G	50 mm
OAEQ25025-01	25 G	25 mm
OAEQ25035-01	25 G	35 mm
OAEQ25050-01	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAET COM PONTA TRIFACETADA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAET21070	21 G	70 mm
OAET21090	21 G	90 mm
OAET21100	21 G	100 mm
OAET21120	21 G	120 mm
OAET21150	21 G	150 mm
OAET22050	22 G	50 mm
OAET22070	22 G	70 mm
OAET22100	22 G	100 mm
OAET22120	22 G	120 mm
OAET22150	22 G	150 mm
OAET23050	23 G	50 mm
OAET23070	23 G	70 mm
OAET23100	23 G	100 mm
OAET24025	24 G	25 mm
OAET24035	24 G	35 mm
OAET24050	24 G	50 mm
OAET25025	25 G	25 mm
OAET25035	25 G	35 mm
OAET25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEC COM PONTA CHIBA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEC21070	21 G	70 mm
0AEC21090	21 G	90 mm
0AEC21100	21 G	100 mm
0AEC21120	21 G	120 mm
0AEC21150	21 G	150 mm
0AEC22050	22 G	50 mm
0AEC22070	22 G	70 mm
0AEC22100	22 G	100 mm
0AEC22120	22 G	120 mm
0AEC22150	22 G	150 mm
0AEC23050	23 G	50 mm
0AEC23070	23 G	70 mm
0AEC23100	23 G	100 mm
0AEC24025	24 G	25 mm
0AEC24035	24 G	35 mm
0AEC24050	24 G	50 mm
0AEC25025	25 G	25 mm
0AEC25035	25 G	35 mm
0AEC25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEY COM PONTA THUOY

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEY21070	21 G	70 mm
OAEY21090	21 G	90 mm
OAEY21100	21 G	100 mm
OAEY21120	21 G	120 mm
OAEY21150	21 G	150 mm
OAEY22050	22 G	50 mm
OAEY22070	22 G	70 mm
OAEY22100	22 G	100 mm
OAEY22120	22 G	120 mm
OAEY22150	22 G	150 mm
OAEY23050	23 G	50 mm
OAEY23070	23 G	70 mm
OAEY23100	23 G	100 mm
OAEY24025	24 G	25 mm
OAEY24035	24 G	35 mm
OAEY24050	24 G	50 mm
OAEY25025	25 G	25 mm
OAEY25035	25 G	35 mm
OAEY25050	25 G	50 mm

Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEP COM PONTA PENCIL

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEP21070	21 G	70 mm
OAEP21090	21 G	90 mm
OAEP21100	21 G	100 mm
OAEP21120	21 G	120 mm
OAEP21150	21 G	150 mm
OAEP22050	22 G	50 mm
OAEP22070	22 G	70 mm
OAEP22100	22 G	100 mm
OAEP22120	22 G	120 mm
OAEP22150	22 G	150 mm
OAEP23050	23 G	50 mm
OAEP23070	23 G	70 mm
OAEP23100	23 G	100 mm
OAEP24025	24 G	25 mm
OAEP24035	24 G	35 mm
OAEP24050	24 G	50 mm
OAEP25025	25 G	25 mm
OAEP25035	25 G	35 mm
OAEP25050	25 G	50 mm



Cânula para Bloqueio


de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervo periférico, guiada por ultrassom.

Fabricada em aço inoxidável, revestida em Teflon em toda a sua superfície, que proporciona características ecogênicas, com ponta Quincke a 16° ou 30° de angulação, disponível nos tamanhos 21 a 25 G, por 25 a 150 mm, com extensão em PVC com 51 cm de comprimento, 2,5 mm de diâmetro e conector luer lock.

- Possui boa visibilidade em toda a sua superfície, reduzindo riscos relacionados a punções vasculares, traumas às raízes dos nervos e baixa difusão de anestésicos na estrutura de escolha.



Dispositivo de
segurança para
descarte da cânula



Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO OMEP: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OMEP21070	21 G	70 mm
OMEP21090	21 G	90 mm
OMEP21100	21 G	100 mm
OMEP21120	21 G	120 mm
OMEP21150	21 G	150 mm
OMEP22050	22 G	50 mm
OMEP22070	22 G	70 mm
OMEP22100	22 G	100 mm
OMEP22120	22 G	120 mm
OMEP22150	22 G	150 mm
OMEP23050	23 G	50 mm
OMEP23070	23 G	70 mm
OMEP23100	23 G	100 mm
OMEP24025	24 G	25 mm
OMEP24035	24 G	35 mm
OMEP24050	24 G	50 mm
OMEP25025	25 G	25 mm
OMEP25035	25 G	35 mm
OMEP25050	25 G	50 mm



Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO OMEP-01: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OMEP21070-01	21 G	70 mm
OMEP21090-01	21 G	90 mm
OMEP21100-01	21 G	100 mm
OMEP21120-01	21 G	120 mm
OMEP21150-01	21 G	150 mm
OMEP22050-01	22 G	50 mm
OMEP22070-01	22 G	70 mm
OMEP22100-01	22 G	100 mm
OMEP22120-01	22 G	120 mm
OMEP22150-01	22 G	150 mm
OMEP23050-01	23 G	50 mm
OMEP23070-01	23 G	70 mm
OMEP23100-01	23 G	100 mm
OMEP24025-01	24 G	25 mm
OMEP24035-01	24 G	35 mm
OMEP24050-01	24 G	50 mm
OMEP25025-01	25 G	25 mm
OMEP25035-01	25 G	35 mm
OMEP25050-01	25 G	50 mm



Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical


Informações técnicas:

Indicada para administração de anestésicos e analgésicos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão, possui um dispositivo PCA que permite ao paciente a administração de anestésicos e analgésicos através da injeção em bolus.

A bomba de infusão com seletor de fluxo e PCA Fert Medical é uma bomba de infusão ambulatorial descartável, com um reservatório balão em silicone, protegido por um reservatório externo em ABS e uma extensão que se liga a um cateter.

A taxa de fluxo pode ser selecionada através de um seletor de fluxo com diversas taxas de fluxo nominal em ml/h, tais como, 1/2/3/4/5/6/7;2/4/6/8/10/12/14 e 5/10/15/20/25/30/35 ml/h, que é selecionado a partir de uma chave hexagonal, parte integrante deste produto.

- Os volumes da bomba são: 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml.



Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO A SER SELECIONADO (ML/H)	BOLUS (ML/MIN)
U060301851	60	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U060301811	60	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U100301851	100	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U100301811	100	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U150301851	150	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U150301811	150	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U200301851	200	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U200301811	200	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U250301851	250	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U250301811	250	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U275301851	275	1/2/3/4/5/6/7	0.5/15
U275301811	275	1/2/3/4/5/6/7	1.0/15
U060302851	60	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U060302811	60	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U100302851	100	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U100302811	100	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U150302851	150	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U150302811	150	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U200302851	200	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U200302811	200	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15



Bomba de Infusão Intravenosa

com Seletor de Fluxo e PCA Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO A SER SELECIONADO (ML/H)	BOLUS (ML/MIN)
U250302851	250	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U250302811	250	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U275302851	275	2/4/6/8/10/12/14	0.5/15
U275302811	275	2/4/6/8/10/12/14	1.0/15
U060306851	60	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U060306811	60	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U100306851	100	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U100306811	100	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U150306851	150	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U150306811	150	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U200306851	200	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U200306811	200	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U250306851	250	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U250306811	250	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15
U275306851	275	5/10/15/20/25/30/35	0.5/15
U275306811	275	5/10/15/20/25/30/35	1.0/15





www.medika.com.br