

Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervos periféricos através da estimulação e localização de nervos, gânglios e plexos nervosos, para analgesia e bloqueio farmacológico.

Fabricada em aço inoxidável isolada eletricamente através de revestimento em Teflon, nos modelos Chiba, trifacetada, Thuoy, pencil e Quincke, com 16 e 30° de angulação, empunhadura ergonômica, com fio de eletrocondução de 50 cm para conexão ao eletroneuroestimulador, pino universal com isolamento, extensão para infusão de anestésico em polietileno translúcido, desconectável, com conector luer lock.

A cânula proporciona uma boa visibilidade, requisito essencial para um procedimento seguro.



Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





MODELO OAEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEQ21070	21 G	70 mm
OAEQ21090	21 G	90 mm
OAEQ21100	21 G	100 mm
OAEQ21120	21 G	120 mm
OAEQ21150	21 G	150 mm
OAEQ22050	22 G	50 mm
OAEQ22070	22 G	70 mm
OAEQ22100	22 G	100 mm
OAEQ22120	22 G	120 mm
OAEQ22150	22 G	150 mm
OAEQ23050	23 G	50 mm
OAEQ23070	23 G	70 mm
OAEQ23100	23 G	100 mm
OAEQ24025	24 G	25 mm
OAEQ24035	24 G	35 mm
OAEQ24050	24 G	50 mm
OAEQ25025	25 G	25 mm
OAEQ25035	25 G	35 mm
OAEQ25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEQ COM PONTA QUINCKE - ANGULAÇÃO DA PONTA 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEQ21070-01	21 G	70 mm
OAEQ21090-01	21 G	90 mm
OAEQ21100-01	21 G	100 mm
OAEQ21120-01	21 G	120 mm
OAEQ21150-01	21 G	150 mm
OAEQ22050-01	22 G	50 mm
OAEQ22070-01	22 G	70 mm
OAEQ22100-01	22 G	100 mm
OAEQ22120-01	22 G	120 mm
OAEQ22150-01	22 G	150 mm
OAEQ23050-01	23 G	50 mm
OAEQ23070-01	23 G	70 mm
OAEQ23100-01	23 G	100 mm
OAEQ24025-01	24 G	25 mm
OAEQ24035-01	24 G	35 mm
OAEQ24050-01	24 G	50 mm
OAEQ25025-01	25 G	25 mm
OAEQ25035-01	25 G	35 mm
OAEQ25050-01	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAET COM PONTA TRIFACETADA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAET21070	21 G	70 mm
OAET21090	21 G	90 mm
OAET21100	21 G	100 mm
OAET21120	21 G	120 mm
OAET21150	21 G	150 mm
OAET22050	22 G	50 mm
OAET22070	22 G	70 mm
OAET22100	22 G	100 mm
OAET22120	22 G	120 mm
OAET22150	22 G	150 mm
OAET23050	23 G	50 mm
OAET23070	23 G	70 mm
OAET23100	23 G	100 mm
OAET24025	24 G	25 mm
OAET24035	24 G	35 mm
OAET24050	24 G	50 mm
OAET25025	25 G	25 mm
OAET25035	25 G	35 mm
OAET25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO 0AEC COM PONTA CHIBA

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
0AEC21070	21 G	70 mm
0AEC21090	21 G	90 mm
0AEC21100	21 G	100 mm
0AEC21120	21 G	120 mm
0AEC21150	21 G	150 mm
0AEC22050	22 G	50 mm
0AEC22070	22 G	70 mm
0AEC22100	22 G	100 mm
0AEC22120	22 G	120 mm
0AEC22150	22 G	150 mm
0AEC23050	23 G	50 mm
0AEC23070	23 G	70 mm
0AEC23100	23 G	100 mm
0AEC24025	24 G	25 mm
0AEC24035	24 G	35 mm
0AEC24050	24 G	50 mm
0AEC25025	25 G	25 mm
0AEC25035	25 G	35 mm
0AEC25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEY COM PONTA THUOY

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEY21070	21 G	70 mm
OAEY21090	21 G	90 mm
OAEY21100	21 G	100 mm
OAEY21120	21 G	120 mm
OAEY21150	21 G	150 mm
OAEY22050	22 G	50 mm
OAEY22070	22 G	70 mm
OAEY22100	22 G	100 mm
OAEY22120	22 G	120 mm
OAEY22150	22 G	150 mm
OAEY23050	23 G	50 mm
OAEY23070	23 G	70 mm
OAEY23100	23 G	100 mm
OAEY24025	24 G	25 mm
OAEY24035	24 G	35 mm
OAEY24050	24 G	50 mm
OAEY25025	25 G	25 mm
OAEY25035	25 G	35 mm
OAEY25050	25 G	50 mm



Cânula de Estimulação

e Bloqueio Biomedical

MODELO OAEP COM PONTA PENCIL

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OAEP21070	21 G	70 mm
OAEP21090	21 G	90 mm
OAEP21100	21 G	100 mm
OAEP21120	21 G	120 mm
OAEP21150	21 G	150 mm
OAEP22050	22 G	50 mm
OAEP22070	22 G	70 mm
OAEP22100	22 G	100 mm
OAEP22120	22 G	120 mm
OAEP22150	22 G	150 mm
OAEP23050	23 G	50 mm
OAEP23070	23 G	70 mm
OAEP23100	23 G	100 mm
OAEP24025	24 G	25 mm
OAEP24035	24 G	35 mm
OAEP24050	24 G	50 mm
OAEP25025	25 G	25 mm
OAEP25035	25 G	35 mm
OAEP25050	25 G	50 mm

