

Cânula para Bloqueio


de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para bloqueio de nervo periférico, guiada por ultrassom.

Fabricada em aço inoxidável, revestida em Teflon em toda a sua superfície, que proporciona características ecogênicas, com ponta Quincke a 16° ou 30° de angulação, disponível nos tamanhos 21 a 25 G, por 25 a 150 mm, com extensão em PVC com 51 cm de comprimento, 2,5 mm de diâmetro e conector luer lock.

- Possui boa visibilidade em toda a sua superfície, reduzindo riscos relacionados a punções vasculares, traumas às raízes dos nervos e baixa difusão de anestésicos na estrutura de escolha.



Dispositivo de
segurança para
descarte da cânula



Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO OMEP: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 16°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OMEP21070	21 G	70 mm
OMEP21090	21 G	90 mm
OMEP21100	21 G	100 mm
OMEP21120	21 G	120 mm
OMEP21150	21 G	150 mm
OMEP22050	22 G	50 mm
OMEP22070	22 G	70 mm
OMEP22100	22 G	100 mm
OMEP22120	22 G	120 mm
OMEP22150	22 G	150 mm
OMEP23050	23 G	50 mm
OMEP23070	23 G	70 mm
OMEP23100	23 G	100 mm
OMEP24025	24 G	25 mm
OMEP24035	24 G	35 mm
OMEP24050	24 G	50 mm
OMEP25025	25 G	25 mm
OMEP25035	25 G	35 mm
OMEP25050	25 G	50 mm



Cânula para Bloqueio

de Nervo Periférico Guiada Por Ultrassom Biomedical

MODELO OMEP-01: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 30°

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CÂNULA	COMPRIMENTO DA CÂNULA
OMEP21070-01	21 G	70 mm
OMEP21090-01	21 G	90 mm
OMEP21100-01	21 G	100 mm
OMEP21120-01	21 G	120 mm
OMEP21150-01	21 G	150 mm
OMEP22050-01	22 G	50 mm
OMEP22070-01	22 G	70 mm
OMEP22100-01	22 G	100 mm
OMEP22120-01	22 G	120 mm
OMEP22150-01	22 G	150 mm
OMEP23050-01	23 G	50 mm
OMEP23070-01	23 G	70 mm
OMEP23100-01	23 G	100 mm
OMEP24025-01	24 G	25 mm
OMEP24035-01	24 G	35 mm
OMEP24050-01	24 G	50 mm
OMEP25025-01	25 G	25 mm
OMEP25035-01	25 G	35 mm
OMEP25050-01	25 G	50 mm

