



Cânula para Penetração Óssea

Bonopty

Informações técnicas:

Indicada para biópsia óssea coaxial.


Fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade, para resistência e eficiência no corte mesmo em ossos muito rígidos e radiopaca. O sistema coaxial auxilia a passagem da cânula para biópsia óssea (vendida separadamente), permitindo múltiplas coletas de fragmentos.

Acompanha um estilete e uma cânula auxiliar, ambos em aço inoxidável AISI 420, com ponta em broca para perfuração e marcador de profundidade.

- Otimiza o acesso ao osso, mesmo através de ossos espessos;
- Facilita a coleta múltipla de amostras;
- Favorece a obtenção de amostras centrais, com traumas mínimos;
- Extrai amostras com êxito de algumas lesões escleróticas.



12G



14G





Cânula para Penetração Óssea

Bonopty

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1062	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 6,5cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 9,2cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1072	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 9,5cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 12,2cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1082	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 13cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 16cm; 01 Marcador de profundidade.
12-1272	01 Cânula para Penetração óssea 12G x 10cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 2,45mm x 12,7cm; 01 Marcador de profundidade.

