



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia aspirativa de amostras citológicas e histológicas.

Fabricada em aço inoxidável, graduada em centímetros e com conexão luer lock. O mandril possui uma ranhura interna radiopaca, garantindo maior segurança para o paciente. Disponível em vários diâmetros e comprimentos, que incluem modelos de pontas Chiba, Wescott e Franseen para maior possibilidade de escolha do profissional, de acordo com a especificação do local, e material a ser coletado.



Ponta Chiba (OME)



Ponta Franseen (OMEF)



Ponta Westcott (OMEW)



Dispositivo de segurança
para descarte da cânula



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA CHIBA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OME1805	18 G	05 cm
OME1810	18 G	10 cm
OME1815	18 G	15 cm
OME1820	18 G	20 cm
OME1830	18 G	30 cm
OME1910	19 G	10 cm
OME1915	19 G	15 cm
OME1920	19 G	20 cm
OME1930	19 G	30 cm
OME2005	20 G	05 cm
OME2010	20 G	10 cm
OME2015	20 G	15 cm
OME2020	20 G	20 cm
OME2030	20 G	30 cm
OME2110	21 G	10 cm
OME2115	21 G	15 cm
OME2120	21 G	20 cm
OME2130	21 G	30 cm
OME2205	22 G	05 cm



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA CHIBA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OME2210	22 G	10 cm
OME2215	22 G	15 cm
OME2220	22 G	20 cm
OME2305	23 G	05 cm
OME2310	23 G	10 cm
OME2315	23 G	15 cm
OME2320	23 G	20 cm
OME2505	25 G	05 cm
OME2510	25 G	10 cm



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA WESCOTT		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OMEW1810	18 G	10 cm
OMEW1815	18 G	15 cm
OMEW1820	18 G	20 cm
OMEW2010	20 G	10 cm
OMEW2015	20 G	15 cm
OMEW2020	20 G	20 cm
OMEW2110	21 G	10 cm
OMEW2115	21 G	15 cm
OMEW2120	21 G	20 cm
OMEW2210	22 G	10 cm
OMEW2215	22 G	15 cm
OMEW2220	22 G	20 cm



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA FRANSEEN		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OMEF1810	18 G	10 cm
OMEF1815	18 G	15 cm
OMEF1820	18 G	20 cm
OMEF2010	20 G	10 cm
OMEF2015	20 G	15 cm
OMEF2020	20 G	20 cm
OMEF2110	21 G	10 cm
OMEF2115	21 G	15 cm
OMEF2120	21 G	20 cm
OMEF2210	22 G	10 cm
OMEF2215	22 G	15 cm
OMEF2220	22 G	20 cm
OMEF2310	23 G	10 cm
OMEF2315	23 G	15 cm
OMEF2320	23 G	20 cm

